

Processo nº 128/2022**Pregão Presencial nº 055/2022**

Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de reagentes laboratoriais, destinados a manutenção dos serviços do Departamento Municipal de Saúde.

Adjudicação

O Prefeito Municipal de Baependi, no uso de suas atribuições, ADJUDICA a(s) empresa(s) licitante(s) vencedora(s) abaixo identificadas para este processo

RODRIGUES & GOULART LTDA - ME - CNPJ: 07.608.000/0001-18

Número	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vir Unit.	Vir Desc.	Valor Total
1	Chikungunya IgG/IgM Teste rápido qualitativo para detecção diferenciada de anticorpos IgG/IgM do vírus da Chikungunya com resultado em índice de corte (COI) pela metodologia fluorescência e utiliza európio como marcador em amostras de sangue total venoso e capilar, soro e plasma com resultados em até 15 minutos. Identificação do parâmetro, lote e validade no próprio cassete, sem a necessidade de troca de chip para identificação ou utilização no equipamento (F200 - ECO F – LINE). - Kit com 25 testes. Chikungunya IgG/IgM Teste rápido qualitativo para detecção diferenciada de anticorpos IgG/IgM do vírus da Chikungunya com resultado em índice de corte (COI) pela metodologia fluorescência e utiliza európio como marcador em amostras de sangue total venoso e capilar, soro e plasma com resultados em até 15 minutos. Identificação do parâmetro, lote e validade no próprio cassete, sem a necessidade de troca de chip para identificação ou utilização no equipamento (F200 - ECO F – LINE). - Kit com 25 testes.	ECO DIAGNOSTICA	KIT	10,0000	1.008,0000	-	10.080,00
2	COVID-19 Ag - Teste para diagnóstico rápido de tecnologia imunofluorescente do antígeno da Covid-19 em amostra de swab nasal e/ou nasofaringe. Swab incluso no kit. Resultados em até 15 min. Leitura em COI através de equipamento Point of Care utilizando marcador európio (aumento da sensibilidade) para leitura do resultado. Procedimento simples somente com uma etapa. Kit com 25 testes. Registro: 80954880131 Identificação do parâmetro, lote e validade no próprio cassete, sem a necessidade de troca de chip para identificação ou utilização no equipamento (F200 - ECO F – LINE). - Kit com 25 testes. COVID-19 Ag - Teste para diagnóstico rápido de tecnologia imunofluorescente do antígeno da Covid-19 em amostra de swab nasal e/ou nasofaringe. Swab incluso no kit. Resultados em até 15 min. Leitura em COI através de equipamento Point of Care utilizando marcador európio (aumento da sensibilidade) para leitura do resultado. Procedimento simples somente com uma etapa. Kit com 25 testes. Registro: 80954880131 Identificação do parâmetro, lote e validade no próprio cassete, sem a necessidade de troca de chip para identificação ou utilização no equipamento (F200 - ECO F – LINE). - Kit com 25 testes.	ECO DIAGNOSTICA	KIT	10,0000	950,0000	-	9.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Endereço: RUA CORNÉLIO MAGALHÃES, 97

CENTRO, BAEPENDI - MG

CNPJ: 18.008.862/0001-26

Telefone: (35) 3343-3741

E-mail: secretaria@baependi.mg.gov.br

Exercício: 2022

Página(s): 2/4

Número	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr Unit.	Vlr Desc.	Valor Total
3	COVID / FLU Ag COMBO Teste para detecção diferenciada e simultânea dos antígenos da Covid-19, Influenza A e Influenza B em amostra de nasofaringe. Swab incluso no kit. Resultados em até 15 min. Leitura em COI através de equipamento Point of Care utilizando marcador európio (aumento da sensibilidade) para leitura do resultado. Procedimento simples somente com uma etapa. Identificação do parâmetro, lote e validade no próprio cassete, sem a necessidade de troca de chip para a identificação ou utilização no equipamento (F200 - ECO F – LINE). - Kit com 25 testes. COVID / FLU Ag COMBO Teste para detecção diferenciada e simultânea dos antígenos da Covid-19, Influenza A e Influenza B em amostra de nasofaringe. Swab incluso no kit. Resultados em até 15 min. Leitura em COI através de equipamento Point of Care utilizando marcador európio (aumento da sensibilidade) para leitura do resultado. Procedimento simples somente com uma etapa. Identificação do parâmetro, lote e validade no próprio cassete, sem a necessidade de troca de chip para a identificação ou utilização no equipamento (F200 - ECO F – LINE). - Kit com 25 testes.	ECO DIAGNOSTICA	KIT	12,0000	1.350,0000	-	16.200,00
4	D-Dímero - Teste rápido quantitativo para detecção de D-Dímero, pela metodologia de fluorescência utilizando európio como marcador, em amostras de plasma, sangue total venoso e capilar com resultado em até 7 minutos no range de leitura de 25ng/mL FEU a 5.000ng/mL FEU. Identificação do parâmetro, lote e validade no próprio cassete, sem a necessidade de troca de chip para identificação ou utilização no equipamento (F200 - ECO F – LINE). – kit com 20 testes. D-Dímero - Teste rápido quantitativo para detecção de D-Dímero, pela metodologia de fluorescência utilizando európio como marcador, em amostras de plasma, sangue total venoso e capilar com resultado em até 7 minutos no range de leitura de 25ng/mL FEU a 5.000ng/mL FEU. Identificação do parâmetro, lote e validade no próprio cassete, sem a necessidade de troca de chip para identificação ou utilização no equipamento (F200 - ECO F – LINE). – kit com 20 testes.	ECO DIAGNOSTICA	KIT	10,0000	600,0000	-	6.000,00
5	Dengue IgG/IgM - Teste rápido qualitativo para detecção diferenciada de anticorpos IgG/IgM do vírus da Dengue com resultado em índice de corte (COI) pela metodologia fluorescência e utiliza európio como marcador em amostras de sangue total venoso e capilar, soro e plasma com resultados em até15 minutos. Identificação do parâmetro, lote e validade no próprio cassete, sem a necessidade de troca de chip para identificação ou utilização no equipamento (F200 - ECO F – LINE). - Kit com 25 testes. Dengue IgG/IgM - Teste rápido qualitativo para detecção diferenciada de anticorpos IgG/IgM do vírus da Dengue com resultado em índice de corte (COI) pela metodologia fluorescência e utiliza európio como marcador em amostras de sangue total venoso e capilar, soro e plasma com resultados em até15 minutos. Identificação do parâmetro, lote e validade no próprio cassete, sem a necessidade de troca de chip para identificação ou utilização no equipamento (F200 - ECO F – LINE). - Kit com 25 testes.	ECO DIAGNOSTICA	KIT	10,0000	590,0000	-	5.900,00
6	Dengue NS1 - Teste rápido qualitativo para detecção de antígeno NS1 do vírus da Dengue com resultado em índice de corte (COI) pela metodologia fluorescência e utiliza európio como marcador em amostras de sangue total venoso e capilar, soro e plasma com resultados em até 15 minutos. Identificação do parâmetro, lote e validade no próprio cassete, sem a necessidade de troca de chip para identificação ou utilização no equipamento (F200 - ECO F – LINE). - Kit com 20 testes. Dengue NS1 - Teste rápido qualitativo para detecção de antígeno NS1 do vírus da Dengue com resultado em índice de corte (COI) pela metodologia fluorescência e utiliza európio como marcador em amostras de sangue total venoso e capilar, soro e plasma com resultados em até 15 minutos. Identificação do parâmetro, lote e validade no próprio cassete, sem a necessidade de troca de chip para identificação ou utilização no equipamento (F200 - ECO F – LINE). - Kit com 20 testes.	ECO DIAGNOSTICA	KIT	20,0000	460,0000	-	9.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Endereço: RUA CORNÉLIO MAGALHÃES, 97

CENTRO, BAEPENDI - MG

CNPJ: 18.008.862/0001-26

Telefone: (35) 3343-3741

E-mail: secretaria@baependi.mg.gov.br

Exercício: 2022

Página(s): 3/4

Número	Descrição	Marca	Unidade	Quantidade	Vlr Unit.	Vlr Desc.	Valor Total
7	HCV - Teste para detecção de anticorpos específicos para o vírus da Hepatite C (HCV) em amostras de soro, plasma e sangue total (venoso ou capilar). Leitura em COI através de equipamento Point of Care utilizando marcador európio (aumento da sensibilidade) para leitura do resultado. Procedimento simples somente com uma etapa. Resultado em 15 minutos. Identificação do parâmetro, lote e validade no próprio cassete, sem a necessidade de troca de chip para identificação ou utilização no equipamento (F200 - ECO F – LINE). - Kit com 25 testes. HCV - Teste para detecção de anticorpos específicos para o vírus da Hepatite C (HCV) em amostras de soro, plasma e sangue total (venoso ou capilar). Leitura em COI através de equipamento Point of Care utilizando marcador európio (aumento da sensibilidade) para leitura do resultado. Procedimento simples somente com uma etapa. Resultado em 15 minutos. Identificação do parâmetro, lote e validade no próprio cassete, sem a necessidade de troca de chip para identificação ou utilização no equipamento (F200 - ECO F – LINE). - Kit com 25 testes.	ECO DIAGNOSTICA	KIT	10,0000	440,0000	-	4.400,00
8	Influenza A/B - Teste rápido qualitativo para detecção de antígeno do vírus da Influenza tipo A e tipo B com resultado em índice de corte (COI) pela metodologia fluorescência e utiliza európio como marcador em amostras de swab nasal e de nasofaringe, lavagem ou aspirado de nasofaringe com resultados em até 10 minutos. Apresenta controle positivo e negativo internos inclusos no kit. Identificação do parâmetro, lote e validade no próprio cassete, sem a necessidade de troca de chip para identificação ou utilização no equipamento. Kit para equipamento Fline modelo F200 já pertencente a prefeitura municipal Identificação do parâmetro, lote e validade no próprio cassete, sem a necessidade de troca de chip para identificação ou utilização no equipamento (F200 - ECO F – LINE). - Kit com 25 testes. Influenza A/B - Teste rápido qualitativo para detecção de antígeno do vírus da Influenza tipo A e tipo B com resultado em índice de corte (COI) pela metodologia fluorescência e utiliza európio como marcador em amostras de swab nasal e de nasofaringe, lavagem ou aspirado de nasofaringe com resultados em até 10 minutos. Apresenta controle positivo e negativo internos inclusos no kit. Identificação do parâmetro, lote e validade no próprio cassete, sem a necessidade de troca de chip para identificação ou utilização no equipamento. Kit para equipamento Fline modelo F200 já pertencente a prefeitura municipal Identificação do parâmetro, lote e validade no próprio cassete, sem a necessidade de troca de chip para identificação ou utilização no equipamento (F200 - ECO F – LINE). - Kit com 25 testes.	ECO DIAGNOSTICA	KIT	10,0000	920,0000	-	9.200,00
9	ZikalgG/IgM - Teste rápido qualitativo para detecção diferenciada de anticorpos IgG/IgM do vírus da Zika com resultado em índice de corte (COI) pela metodologia fluorescência e utiliza európio como marcador em amostras de sangue total venoso e capilar, soro e plasma com resultados em até 15 minutos. Identificação do parâmetro, lote e validade no próprio cassete, sem a necessidade de troca de chip para identificação ou utilização no equipamento (F200 - ECO F – LINE). - Kit com 20 testes. ZikalgG/IgM - Teste rápido qualitativo para detecção diferenciada de anticorpos IgG/IgM do vírus da Zika com resultado em índice de corte (COI) pela metodologia fluorescência e utiliza európio como marcador em amostras de sangue total venoso e capilar, soro e plasma com resultados em até 15 minutos. Identificação do parâmetro, lote e validade no próprio cassete, sem a necessidade de troca de chip para identificação ou utilização no equipamento (F200 - ECO F – LINE). - Kit com 20 testes.	-	KIT	10,0000	900,0000	-	9.000,00

Valor Total Adjudicado R\$ 79.480,00

BAEPENDI, 03 de Junho de 2022.

DOUGLAS STADUTO SOUZA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BAEPENDI

Endereço: RUA CORNÉLIO MAGALHÃES, 97

CENTRO, BAEPENDI - MG

CNPJ: 18.008.862/0001-26

Telefone: (35) 3343-3741

E-mail: secretaria@baependi.mg.gov.br

Exercício: 2022

Página(s): 4/4

PREFEITO MUNICIPAL
